

Preparo de Exames

PATERNIDADE teste por DNA (suposto pai falecido)

OUTROS NOMES

DNA PARA PATERNIDADE SUPOSTO PAI FALECIDO
PATERNIDADE, DNA PARA SUPOSTO PAI FALECIDO
Paternidade, Teste por DNA para suposto pai falecido
TESTE DE PATERNIDADE, DNA SUPOSTO PAI FALECIDO

INTERPRETAÇÃO

Este teste avalia o vínculo genético entre o requerente e os parentes de primeiro grau do suposto pai falecido pela análise do DNA.

O exame identifica e compara diferentes loci do(a) filho(a), da mãe e de parentes de primeiro grau do suposto pai. Os loci escolhidos para o estudo apresentam grande variabilidade, razão pela qual são chamados de polimórficos. Para cada locus, há vários alelos, ou seja, formas diferentes do locus. Cada indivíduo possui dois alelos para cada um desses loci, um herdado obrigatoriamente da mãe e outro, do pai.

Após os testes iniciais, uma segunda amostra de sangue (ou swab) é processada e efetua-se uma nova análise de STRs, incluindo a caracterização de um mínimo de dezesseis loci estudados na primeira bateria de testes, mas com o emprego de iniciadores e corantes fluorescentes distintos dos usados inicialmente. Esse procedimento elimina completamente qualquer chance de troca de tubos e permite a confirmação dos resultados.

Com base na caracterização dos alelos encontrados no(a) filho(a), na mãe e nos parentes de primeiro grau do suposto pai, calculam-se o índice de paternidade (IP) para cada locus, o IP final cumulativo e a probabilidade de paternidade.

Para a realização deste teste, todas as normas e as diretrizes legais estabelecidas pela legislação brasileira são rigorosamente seguidas.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Swab ou sangue
Jejum: Aconselhável de 4 horas.

HORÁRIO DE COLETA

Esse exame necessita de agendamento prévio no setor de coleta.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.