

Preparo do exame

ANTICOAGULANTE LÚPICO

OUTROS NOMES:

ANTICOAGULANTES CIRCULANTES, INIBIDOR DE DRVVT
LAC, PESQ INIBIDOR INESPECIFICO, ANTICOAG LUPICO
TEMPO DE TROMBOPLASTINA TISSULAR DILUIDA
TTD
TTI APA

INTERPRETAÇÃO

O anticoagulante lúpico (ALUPI) são imunoglobulinas da classe de IGG e IGM e estão associados a doenças tromboembólicas, tais como trombozes venosas profundas, trombozes arteriais, abortos espontâneos de repetição, acidentes vasculares cerebrais e plaquetopenia.

A detecção laboratorial de ALUPI não deve ser baseada em um único teste. Deve-se realizar uma combinação de testes de screening com ensaios para excluir deficiências de fator de coagulação ou a presença de um inibidor de fator, os quais podem dar origem a resultados falso-positivos para ALUPI. Ou seja, a detecção deve ser realizada em etapas: screening para identificação da alteração; exclusão de déficit de fator, confirmando assim a presença de um inibidor e a caracterização do tipo de inibidor.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 4 horas.

O cliente deve informar todos os medicamentos tomados nos últimos 7 dias, especialmente anticoagulantes orais e heparina.

Cientes que usam heparina em injeção intermitentes devem colher o exame uma hora antes da próxima dose. Caso a heparina já tenha sido aplicada, a coleta deve ser feita 3 horas após a aplicação.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.

