

Preparo do exame

AVALIAÇÃO FUNCIONAL VIA ALTERNATIVA SISTEMA COMPLEMENTO

OUTROS NOMES

AVALIAÇÃO DE VIA ALTERNATIVA DO COMPLEMENTO
ENSAIO HEMOLÍTICO FUNCIONAL DA VIA ALTERNATIVA DO SISTEMA COMPLEMENTO
VIA ALTERNATIVA, TOTAL, POR IMUNOENSAIO, SORO
AP50

INTERPRETAÇÃO

O ensaio AH50 avalia a capacidade funcional da via alternativa (C3 e fatores D, B, P H e I) e da via comum (C5, C6, C7, C8, C9) do Sistema Complemento. A via alternativa é ativada por polissacárides microbianos e não necessita formação de imunocomplexos. O exame é útil para identificar deficiência ou consumo específico de elementos da via alternativa. A avaliação combinada do AH50 e CH50 (Complemento hemolítico total) permite a identificação de anormalidades em vias específicas do Sistema Complemento.

- AH50 ausente ou reduzido, com CH50 normal, sugere deficiência ou consumo específico de componente da via alternativa;
- AH50 normal, com CH50 reduzido ou ausente, sugere deficiência de componente da via clássica (C1, C2, C4);
- AH50 e CH50 ausentes ou diminuídos, com níveis normais de C3 e C4, sugerem deficiência em componentes da via comum final (C5, C6, C7, C8, C9);
- AH50 com níveis baixos de C3 e C4 sugerem ativação da via clássica;
- AH50 e CH50 ausentes ou baixos sugerem consumo pela via clássica ou deficiência de componentes da via final comum (C5 a C9).

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.