

## Preparo do exame

### C4D FRAGMENTO VÁRIOS MATERIAIS

#### OUTROS NOMES

PESQUISA DE C4D  
C4D

#### INTERPRETAÇÃO

Teste utilizado para pesquisa de fator C4d do complemento. A positividade difusa e com padrões específicos deste marcador em enxertos renal, pancreático, hepático e cardíaco, juntamente com outros marcadores biológicos e o quadro clínico, pode estar associada a rejeição mediada por anticorpos, que é uma forma grave de rejeição. A presença de C4d com padrão específico em enxertos auxilia de forma importante no diagnóstico diferencial com toxicidade por drogas, microangiopatia trombótica e outras patologias, permitindo uma abordagem terapêutica específica e mais eficiente.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Biópsia

**O médico deverá solicitar o meio de transporte ao laboratório (meio de Michel), antes do agendamento da biópsia.**

**No pedido deverão constar as informações clínicas relevantes, para que se evite atrasos na liberação do resultado.**

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Quarta: das 6:00 às 11:00 horas.  
Não realizar a coleta em véspera de feriados.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).  
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.