

Preparo do exame

CARIOTIPO BANDA G LIQUIDO AMNIÓTICO

OUTROS NOMES

CARIOGRAMA EM LIQUIDO AMNIOTICO

CARIOTIPAGEM, EM LIQUIDO AMNIOTICO

CARIOTIPO C/BANDA G EM LIQUIDO AMNIOTICO CARIÓTIPO

INTERPRETAÇÃO

O cariótipo por banda G destina-se à identificação dos cromossomos e de suas diferentes regiões, tendo por base sua morfologia e tamanho e a presença de bandas, que são características de cada par, permitindo a detecção de aberrações numéricas e estruturais, equilibradas e desequilibradas, totais e parciais.

Exame está principalmente indicado para casos de idade materna avançada, filho anterior com anomalia cromossômica ou malformações, abortamento habitual, anormalidades detectadas à ultra-sonografia, alteração nos testes séricos maternos e atraso de crescimento intra-útero, entre outras situações.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Líquido amniótico.

Colher no mínimo 20 mL.

Para a realização desse exame é imprescindível enviar cópia da receita médica, a autorização de amniocentese e o questionário de Análise Citogenética do pré-natal, preenchidos pela cliente e a data da coleta da amostra.

O cariótipo em líquido amniótico deve ser realizado a partir de 14 semanas de gestação, de preferência entre 14 e 20 semanas de gestação.

Após 20 semanas de gestação, o exame é efetuado somente com pedido médico de cariótipo nesse período.

A gestante deve informar seu tipo sanguíneo, a data da última menstruação e a idade gestacional.

HORÁRIO DE COLETA

De Segunda a Quinta: das 6:00 às 11:00 horas, mediante agendamento.

Não colher em véspera de feriado.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.