

Preparo do exame

DHL LÍQUIDO ASCÍTICO

OUTROS NOMES:

LDH LACTATO DESHIDROGENASE **DESIDROGENASE LACTICA** LIQUIDO PERITONEAL LIQUIDO PERITONIAL

INTERPRETAÇÃO

Normalmente os níveis de LDH no líquido ascítico são 50% dos valores séricos. Estão elevadas nas peritonites (espontâneas e secundarias), tuberculose peritoneal e carcinomatoses. Razão LDH pleural/sérica maior que 0,6 sugere exsudato. Sua determinação deve ser feita em paralelo com a dosagem sérica.

INSTRUÇÕES DE COLETA

Material: Líquido.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico clicando aqui. Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.