

## Preparo do exame

### FATOR VII ATIVIDADE PLASMA

#### OUTROS NOMES:

AUTOPROTROMBINA I  
DOSAGEM DO FATOR VII  
FATOR VII DA COAGULACAO  
FATOR VII FUNCIONAL  
FATOR VII:C  
PROCONVERTINA  
QUANTIFICACAO DO FATOR VII  
FATOR 7, ATIVIDADE

#### INTERPRETAÇÃO

O teste é usado no diagnóstico das deficiências congênitas e adquiridas de fator VII e na investigação de tempo de protrombina prolongado.

A deficiência congênita do fator VII é rara e apresenta herança autossômica recessiva. Já as principais causas da deficiência adquirida incluem insuficiência hepática, anticorpos contra o fator VII (em portadores de doenças auto-imunes e neoplasias), deficiência de vitamina K e anticoagulação oral.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.