

## Preparo do exame

### HISTOPLASMA ANTICORPOS TOTAIS LÍQUOR

#### OUTROS NOMES:

HISTOPLASMA, ANTICORPOS, PESQUISA NO LCR  
HISTOPLASMA, REAÇÕES IMUNOLÓGICAS NO LÍQUOR  
HISTOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS NO LCR

#### INTERPRETAÇÃO

Os valores das reações devem ser analisados levando-se em conta o quadro clínico do indivíduo e os sinais radiológicos. A positividade da reação pode refletir apenas o estado imunológico do paciente, que, assim, apresenta anticorpos séricos que passaram para o líquido cefalorraquidiano.

Evidentemente, os títulos altos apresentam maior significância, mas todas as reações devem ser consideradas para a conclusão diagnóstica.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Líquor

As amostras precisam ser colhidas em frasco estéril, devendo ser mantidas refrigeradas.

O material de líquido deve ter sido colhido no máximo até 48 horas antes do envio e mantido em ambiente refrigerado.

Colher 1,0 mL de líquido (mínimo de 0,5 mL).

Exame coletado pelo médico e enviado para o laboratório.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.