

Preparo de exames

HIV-1 ANTICORPOS WESTERN BLOT SORO

OUTROS NOMES

HIV-1, ANTICORPOS, TESTE CONFIRMATÓRIO
HIV1 TESTE CONFIRMATÓRIO, WESTERN BLOT
WESTERN BLOT PARA HIV-1

INTERPRETAÇÃO

Trata-se do teste confirmatório para o diagnóstico de infecção pelo HIV-1. De acordo com o critério estabelecido pela OMS:

É considerado positivo o soro em que há reatividade para proteínas de dois grupos gênicos diferentes - ENV (envelope), GAG (core) e polimerase -, sendo um deles obrigatoriamente do envelope;

É considerado negativo o soro em que não ocorre nenhuma reatividade;

É considerado indeterminado o soro que reage isoladamente contra uma proteína do core, da polimerase ou do envelope ou mesmo contra duas proteínas, desde que do core ou da polimerase.

No caso de reações indeterminadas, recomenda-se seguimento sorológico depois de 30 a 60 dias, dependendo do perfil sorológico observado.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material:Sangue.

Jejum mínimo de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui.](#)

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.