

Preparo do exame

HLA A E B TESTE DE BAIXA RESOLUÇÃO SANGUE TOTAL

OUTROS NOMES

HLA A E B, TESTE DE HISTOCOMPATIBILIDADE DE BAIXA RESOLUÇÃO (CLASSE I)
HLA CLASSE I

INTERPRETAÇÃO

Este exame fornece a tipificação dos alelos HLA de classe II, região DR. O exame é feito por método molecular. Normalmente faz-se a tipificação em média resolução. A nomenclatura NMDP é útil para cadastramento do receptor ou doador no Registro Nacional de Receptores (REREME) e Registro Nacional de Doadores (REDOME), respectivamente. Caso haja necessidade, pode ser feita a tipificação de alta resolução. É útil para avaliação da compatibilidade entre receptor e doador potencial, sendo possível estabelecer se há identidade para um, dois ou nenhum dos haplótipos. Os melhores resultados do transplante são obtidos quando houver compatibilidade dos dois haplótipos.

INSTRUÇÃO DE COLETA

ATENÇÃO

Para solicitações de casos de transplante, abrir e cobrar sempre uma ficha para cada envolvido, independentemente de ser doador ou receptor.

Material: Sangue.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.