

## Preparo do exame

### HLA C TESTE DE BAIXA RESOLUÇÃO SANGUE TOTAL

#### OUTROS NOMES

HLA C, TESTE DE HISTOCOMPATIBILIDADE DE BAIXA RESOLUÇÃO (CLASSE I)  
HLA C, HLA LOCUS C

#### INTERPRETAÇÃO

Este exame fornece, por método molecular, a tipificação em média resolução dos alelos HLA de classe I do locus C. É útil para a avaliação da compatibilidade entre receptor e doador potencial, possibilitando estabelecer se há identidade para um, dois ou nenhum dos haplótipos. A nomenclatura NMDP é útil para cadastramento do receptor ou doador no Registro Nacional de Receptores (REREME) e Registro Nacional de Doadores (REDOME), respectivamente. Vale observar que os melhores resultados do transplante são obtidos quando os dois haplótipos se mostram compatíveis.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

##### ATENÇÃO

**Para solicitações de casos de transplante, abrir e cobrar sempre uma ficha para cada envolvido, independentemente de ser doador ou receptor.**

Material: Sangue.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.