

Preparo do exame

HTLV1 E HTLV II DETECÇÃO QUALITATIVA DNA PCR TEMPO REAL SANGUE TOTAL

OUTROS NOMES

HTLV 1 E 2, QUALITATIVO POR PCR
HTLV I E II, QUALITATIVO POR PCR
HTLV 1 E 2, DETECCAO QUALITATIVA POR PCR, SANGUE

INTERPRETAÇÃO

A infecção por HTLV é assintomática em 95% dos casos. Os 5% restantes podem evoluir para paraparesia espástica tropical (TSP/HAM) ou leucemia de células T do adulto. O rastreamento inicial dessa infecção, indicado para imunossuprimidos, além de filhos e irmãos de pessoas infectadas, ou ainda no contexto de investigação das doenças acima citadas, deve ser feito com a pesquisa de anticorpos utilizando testes imunoenzimáticos. Para confirmar a positividade obtida no teste de rastreamento, há necessidade de realizar o teste de Western Blot específico para o HTLV, o qual também discrimina o tipo de vírus causador da infecção (HTLV-1 ou HTLV-2). A PCR é indicada para distinção entre infecção crônica e progressiva, sobretudo nos casos sintomáticos, para o diagnóstico diferencial com outras causas de mielopatias e com leucemias não relacionadas ao HTLV.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.
Jejum de 4 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.