

## Preparo do exame

### IGE ESPECÍFICO - IMMUNO SOLID-PHASE

#### OUTROS NOMES

ISAC

PERFIL DE ALÉRGENOS DE AMPLO ESPECTRO A NÍVEL MOLECULAR

#### INTERPRETAÇÃO

O ImmunoCAP ISAC é um teste de diagnóstico in vitro extremamente avançado que utiliza tecnologia de biochip. Permite a medição simultânea de anticorpos específicos de vários componentes alergênicos em um único teste, usando apenas poucos µl de soro ou plasma. O chip IgE fornece resultados para mais de cem componentes oriundos de mais de 50 fontes alergênicas. Os alergênicos são pré-selecionados e incluem, entre outros, os principais marcadores de reatividade cruzada. O ImmunoCAP ISAC é uma ferramenta útil, especialmente para os casos mais complexos, tais como os de anamnese incoerente, resposta insatisfatória ao tratamento ou doentes polissensibilizados.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.