

Preparo do exame

IGE ISAC

OUTROS NOMES:

IGE ESPECÍFICO ISAC
IMMUNOCAP ISAC
ISAC 112
ISAC IGE ESPECÍFICA
MICROARRAY IGE ESPECÍFICA

INTERPRETAÇÃO

O ImmunoCAP ISAC é um teste in vitro destinado à determinação semi-quantitativa de anticorpos IgE específicos no soro humano. Trata-se de um teste imunológico em que 112 componentes moleculares recombinantes ou altamente purificados, originários de 51 alérgenos diferentes, são imobilizados num substrato sólido em formato microarray, permitindo a medição simultânea de anticorpos IgE específicos contra vários componentes alergênicos numa única amostra. Muitos pacientes com sintomas alérgicos apresentam um perfil de resultados nos testes cutâneos ou na dosagem de anticorpos séricos IgE específicos compatível com polissensibilização. Frequentemente é difícil saber se essa polissensibilização é devida a uma co-sensibilização verdadeira a diferentes alérgenos ou à reatividade cruzada a componentes moleculares similares presentes em alguns alérgenos. Devido à utilização dos principais alérgenos de importância clínica em sua composição, incluindo os principais marcadores de reatividade cruzada, o ImmunoCAP ISAC é uma ferramenta útil, especialmente para casos mais complexos, tais como os de anamnese incoerente, resposta insatisfatória ao tratamento ou doentes polissensibilizados.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue
Jejum de 4 horas.
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.
Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.