

Preparo do exame

PAINEL DE TROMBOFILIAS SANGUE TOTAL

OUTROS NOMES

PAINEL DE TROMBOFILIAS

PROC, PROS1, F5, F2, SERPINC1, ADAMTS13, CBS

GENE PROC, PROTEÍNA C, CROMOSSOMO 2

GENE PROS1, PROTEÍNA S, CROMOSSOMO 3

INTERPRETAÇÃO

O Painel de Trombofilias analisa os principais genes associados a quadros de trombose de origem genética, incluindo Fator V (Leiden e outros), Deficiência da Protrombina, Deficiência de Anti-Trombina III, Deficiência de Proteína C; Deficiência de Proteína S e Púrpura Trombocitopênica Trombótica. O gene MTHFR não está incluído no painel, pois é recomendação de múltiplas sociedades médicas que este gene não seja investigado devido à fraca evidência de seu papel em trombofilia.

GENES ANALISADOS: ADAMTS13, CBS, F2, F5, PROC, PROS1, SERPINC1.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

A interpretação do exame é direcionada pelo quadro clínico e desta forma, é essencial uma informação clínica detalhada.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.