

Preparo do exame

ROTINA LÍQUOR

OUTROS NOMES:

LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

INTERPRETAÇÃO

- Caracteres físicos (cor / aspecto):

Perde sua limpidez nos processos que aumentam as proteínas no líquido, nos sangramentos e na hiperbilirrubinemia.

- Citometria e Citologia:

Aumento da contagem de células é encontrado nas hemorragias, infecções e inflamações do sistema nervoso central. Predomínio de polimorfo nucleares ocorre nas meningites infecciosas. Predomínio de linfócitos ocorre na meningite por treponema e fungos, neurotoxoplasmose, neurocisticercose, neoplasias, sarcoidose e esclerose múltipla.

- Cloretos:

Encontram-se diminuídos na meningite tuberculosa.

- Proteínas:

Níveis elevados ocorrem na hemorragia subaracnóidea, meningites, uremia e Síndrome de Cushing. Valores baixos ocorrem no pseudotumor cerebral, hipertireoidismo e punções lombares repetidas. A presença de sangue no líquido acarreta no aumento da proteinorraquia (1 mg/dL para cada 1000 hemácias).

- VDRL:

Resultados positivos no líquido são encontrados em 50% a 60% dos casos de neurosífilis, com especificidade em torno de 99%. Após tratamento, títulos caem entre 3 e 6 meses, podendo demorar anos para se negativarem. Linfocitose e aumento das proteínas são evidências de neurosífilis ativa.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Líquor.

Material deve ser colhido pelo médico e entregue ao laboratório refrigerado entre 2°C e 8°C.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.