

Preparo do exame

SUBPOPULAÇÃO LINFOCITARIA

OUTROS NOMES:

CD19, CD3, CD4, CD8 E CD16 / CD56;
IMUNOFENOTIPAGEM DE SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS;
QUANTIFICAÇÃO DE LINFÓCITOS T (CD4 E CD8), B E NK;
RECONSTITUIÇÃO IMUNE PÓS-TRANSPLANTE;

INTERPRETAÇÃO

Este exame tem o objetivo de quantificar, de forma relativa e absoluta, as subpopulações de linfócitos B, linfócitos NK e linfócitos T, que são subdivididas em linfócitos T auxiliares (CD4-positivos) e linfócitos T supressores (CD8-positivos).

O teste pode ser útil no diagnóstico de imunodeficiências primárias, na avaliação inicial de alguns quadros de linfocitose e no seguimento evolutivo de pacientes submetidos a transplante de medula óssea.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.