

## Preparo do exame

### TIPAGEM DE LINFÓCITOS CD3, CD4, CD8 E CD19 SANGUE TOTAL

#### OUTROS NOMES

TIPAGEM + SUBTIPAGEM DE LINFÓCITOS  
LINFÓCITOS T + B  
CD19, CD4, CD3 E CD8

#### INTERPRETAÇÃO

Teste útil na avaliação das imunodeficiências, nas quais, ocorrem alterações de linfócitos T supressores e T auxiliares, como, por exemplo, na AIDS. O vírus HIV é especificamente citotóxico para as células CD4, provocando uma redução progressiva de seu numero e consequentemente redução do índice CD4/CD8. A determinação do numero absoluto e percentual de linfócitos CD4, é importante parâmetro para avaliar o estado imunológico do paciente aidético, e auxilia na decisão da introdução de terapêuticas específicas. Teste útil na avaliação das imunodeficiências congênitas de linfócitos B (gamaglobulinemias congênitas) ou combinadas (deficiência de imunidade humoral e celular).

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.  
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

**Segunda a Quinta: das 6:00 às 11:00 horas.**

Não coletar em véspera de feriados.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.