

## Preparo do exame

### VÍRUS INFLUENZA A, TESTE MOLECULAR DETECÇÃO

#### OUTROS NOMES

GRIPE SUÍNA TESTE DE DETECÇÃO  
INFLUENZA A/H1N1, PESQUISA POR PCR  
PESQUISA PARA INFLUENZA SUÍNA

#### INTERPRETAÇÃO

O vírus influenza A costuma ser detectável desde um dia antes do aparecimento dos sintomas clínicos até, no máximo, uma semana após o início dos sintomas. A média é de cinco dias, sem uso de inibidores de neuraminidase (oseltamivir ou zanamivir), que costumam reduzir esse período em cerca de um a dois dias. A presença do vírus caracteriza etiologicamente a infecção.

O presente teste identifica separadamente o vírus influenza A/H1N1 suíno e o vírus influenza A sazonal ou clássico. O resultado inclui essa discriminação.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

O material preferencial para este exame é o RAPADO NASAL.

Outros materiais possíveis: lavado ou aspirado de nasofaringe, raspado de orofaringe, secreção traqueal e lavado brônquico/broncoalveolar. Pode ser feito também em líquido, porém o desempenho deste teste ainda não foi tecnicamente verificado.

Para todos os materiais de trato respiratório, identificar como: raspado ou lavado ou aspirado de material do trato respiratório (conforme a coleta).

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Quinta: das 6:00 às 11:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.