

## Interferon Gamma - Quantiferon TB

### OUTROS NOMES

INTERFERON GAMMA RELEASE ASSAY  
QUANTIFERON TB GOLD PLUS  
IGRA

### INTERPRETAÇÃO

Teste baseado na detecção de interferon gama liberado por células T quando expostas ao Mycobacterium tuberculosis (IGRA). O teste é recomendado no diagnóstico da tuberculose latente como alternativa ao PPD. O exame é realizado em amostra de sangue e requer apenas uma visita do paciente ao laboratório. Atualmente é o teste de primeira escolha em pacientes vacinados com BCG que podem apresentar reação falso positiva ao PPD. Assim como o PPD, o Quantiferon não faz diagnóstico de infecção por micobactéria, mas indica exposição ao agente. Tem maior sensibilidade e especificidade que o PPD.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

- **Material:** Sangue.
- **Jejum:** Não obrigatório.
- O exame está validado para crianças acima de 5 anos; entre 3 e 5 anos o exame pode ser realizado à critério médico (OMS/IDSA).
- O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.
- Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

### HORÁRIO DE COLETA

De segunda a quinta-feira: das 06h às 10h.  
Não colher em vésperas de feriado.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.  
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.