

Preparo de Exame

COVID-19 POR RT-PCR (SWAB) - PCOV

OUTROS NOMES:

- Covid-19
- Sars-COV

TIPO DE MATERIAL: Swab nasofaringe/orofaringe

INSTRUÇÃO DE COLETA:

- **A coleta do material é feita por profissional devidamente treinado.**
- **Evitar o uso de sprays nasais, ou outros medicamentos de uso local no dia da coleta.**

• **COLETA DA NASOFARINGE:**

- Introduzir delicadamente o swab em uma das narinas até encontrar resistência na parede posterior da nasofaringe realizando movimentos rotatórios.
- Introduzir o swab no tubo estéril e identificá-lo com a etiqueta.

• **COLETA DA OROFARINGE:**

- Orientar o paciente para abrir a boca e mantê-la aberta durante a coleta não colocando a língua para fora para evitar a ânsia de vômito.
- Utilizar o abaixador de língua para expor bem a região de onde será colhido o material.
- Introduzir o swab estéril na cavidade oral e colher o material.
- Introduzir o swab no tubo estéril e identificá-lo com a etiqueta.

JEJUM NÃO NECESSÁRIO

LOCAIS E HORÁRIOS DE COLETA

- Necessário Agendamento.
- Consultar <https://centromedicosorocaba.com.br/> para verificar os horários de cada unidade.

IMPORTANTE:

- Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.